



## DISPOGEL

### GEL WARM/KALT 14x24 cm

- Gel warm/kalt wiederverwendbar
- Warm/kalt Speicher durch externer Quelle
- Völlig ungiftig, für medizinischen und häuslichen Gebrauch geeignet, ist formbar und wird durch gefrieren nicht hart
- Anwendung in verschiedenen Bereichen
- Kältetherapie: Mindestens 2 Stunden im Gefrierschrank lagern. In ein Tuch wickeln und auf die betroffene Stelle auflegen
- Wärmetherapie: In der Mikrowelle bei 650 Watt 1 Minute aufwärmen oder höchstens 5 Minuten in kochendes Wasser legen, herausnehmen, abtrocknen, mit einem Tuch umschlagen und auf die betroffene Stelle auflegen
- Abmessungen: 14x24 cm ca.

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl