



**BOR87020N**

## **RUCKSACK MASTERMED 2.0 LEER**

- Rettungs-Rucksack Mastermed, Edition 2019, aus rotem Nylon mit Innenstruktur
- Das reisefeste und wasserdichte Gewebe ermöglicht den sicheren Einsatz auch bei prekären Wetterbedingungen
- Die beiden vorderen Taschen sind mit transparenten Innenfächern versehen, die leicht zu öffnen sind
- Die Fronttasche ist mit Gummibändern ausgestattet zur Befestigung von Medizinprodukten unterschiedlicher Größen
- Die Schultergurte sind gepolstert und über die gesamte Länge mit Reflexstreifen versehen
- 8 herausnehmbare farbige Innentaschen mit transparenter Vorderseite, davon 4 mit Griff
- Das Rückenteil ist gepolstert.
- Abmessungen: ca. 35x30x53 cm
- Volumen: ca. 43 Liter
- Gewicht: ca. 4,3 kg
- Maximales Transportgewicht: 40 kg (Achtung GD 81)
- Er kann von Hand bei einer maximalen Temperatur von 30° C gewaschen werden
- Wird leer geliefert, kann aber auf Kundenwunsch mit medizinischen Produkten ausgestattet werden
- Der MASTERMED Rucksack entspricht der REACH-Verordnung, ist aber kein Medizinprodukt

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl