



**BOR89010**

## **PROFI BAG LEER**

- Notfalltasche Modell Profi Bag, leer
- Aus wasserabweisendem, reißfestem Stoff, in der Farbe rot erhältlich
- Mit Tragegriffen und Tragriemen ausgestattet
- Baukastensystem im Inneren
- 1 Vordertasche
- Für den Transport von 1-2 L-Sauerstoffflaschen geeignet
- 2 große Außentaschen an den Seiten
- Innentasche mit Fenster
- Abmessungen: circa 60x25x27 (h) cm
- Gewicht: circa 1,4 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl