



**BOR89300**

## **INTUBATION BAG LEER**

- Intubationstasche
- Die innere logische Aufteilung ist mit Gummibändern zum Fixieren des Intubationssets ausgestattet
- Aus wasserabweisendem, reißfestem Stoff, in der Farbe blau erhältlich
- 1 reflektierender Sicherheitsstreifen an der Vorderseite
- Durch 2 Klettstreifen an der Rückseite in Notfalltaschen und -rucksäcken fixierbar
- Abmessungen: circa 32x22x7,5 (h) cm
- Gewicht: circa 300 g

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl