



CAV605

WANDSCHRANK LEER

- Schrank aus Kohlenstoffstahl, lackiert mit Epoxidpolyester
- Abgerundete Kanten
- Zwei Regalebenen aus Stahl
- Tür mit drei Zubehörfächern
- Entfernbare Flaschenfach
- Schloss mit Schlüssel
- Maße: 402 x 202 x 483(h) mm
- Gewicht: 6,6 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl