



**PAL32210**

### **PALLONE OB IN GOMMA MONOUSO PEDIATRICO**

- Nicht-autoklavierbarer Beatmungsbeutel aus Gummi für Kinder
- Fassungsvermögen 500 mL
- Patientenventil mit drehbarem Anschluss um 360°
- Einstellbares Überdrucksicherheitsventil
- Kann mit einem Keimtötungsmittel desinfiziert werden
- EG-Zertifikat der Klasse IIa gemäß der Richtlinie 93/42/EWG
- WARENNR. CND R03020201 - WARENNR. MdS 114283/R

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl