



VAL40110

KUNSTSTOFFKOFFER MULTI LEER ORANGE

- Koffer Modell Multi, leer
- Aus ABS gefertigt, in der Farbe orange erhältlich
- Mit einer Wandhalterung ausgestattet
- Das Ober- und Unterteil sind gleich groß und die Facheinteilungen können herausgenommen werden
- Die beiden Trennwände sind durchsichtig
- Abmessungen: circa 42x15x30 (h) cm
- Gewicht: circa 3,3 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl