



VAL43151

KOFFER EXPLORER MINI 30,5X19,5X27CM LEER

- Rettungskoffer wasserdicht bis zu 10 m
- Druckregelungsventil
- Korrosionsbeständig
- Robuster Klappverschluss mit einer Vorrichtung zum Anbringen eines Vorhängeschlosses oder einer Plombe
- Außenmaße: ca. 30,5 x 19,5 x 27(h) cm
- Innenmaße: ca. 27,6 x 17 x 20(h) cm
- Volumen: 9,3 Liter
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Ohne Inhalt

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl