



**VAL43162**

### **KOFFER EXPLORER "M" 52 X 43,5 X 23 C**

- Bis zu 10 m wasserdicht
- Druckregelungsventil
- Korrosionsbeständig
- Robuster Klappverschluss mit einer Vorrichtung zum Anbringen eines Vorhängeschlosses oder einer Plombe
- Außenmaße: circa 52x23x43,5(h) cm
- Innenmaße: circa 48x20,5x37(h) cm
- Inhalt: 35,5 Liter
- Gewicht: circa 4,6 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl