



**VAL43172**

### **KOFFER EXPLORER "G" 65 X 51 X 24 CM**

- Bis zu 10 m wasserdicht
- Druckregelungsventil
- Korrosionsbeständig
- Robuster Klappverschluss mit einer Vorrichtung zum Anbringen eines Vorhängeschlosses oder einer Plombe
- Außenmaße: circa 65x24x51(h) cm
- Innenmaße: circa 58x22x44(h) cm
- Inhalt: 56,1 Liter
- Gewicht: circa 7,1 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl