



BOR89000R

PROFI BAG MINI VUOTA

- Notfalltasche Modell Profi Bag, leer
- Aus wasserabweisendem, reißfestem Stoff, in der Farbe rot erhältlich
- Mit Tragegriffen und Tragriemen ausgestattet
- Baukastensystem im Inneren
- 2 große Außentaschen an den Seiten
- Innentasche mit Fenster
- Abmessungen: circa 38x26x20 (h) cm
- Gewicht: circa 0,7 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl