



**BOR87040**

## **OXIBAG BLUE**

- Gepolsterte Tasche für Sauerstoffflasche
- Wasserdichtes, starkes und reißfestes PVC-Gewebe
- Dank seiner Form und Polsterung kann die Sauerstoffflasche sicher untergebracht, geschützt und transportiert werden
- Geeignet für 1 oder 2 l Sauerstoffflaschen
- Abmessungen: ca. 54x23x24 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg

*DIR/QM – Rev. 01\_26/07/2023*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl