



BOR87050

RETTUNGSRUCKSACK RESPONDER BAG

- Rettungsrucksack RESPONDER BAG
- Reißfestes und wasserdichtes rotes Gewebe
- Ausgestattet mit:
 - Tragegriff oben für einfaches Tragen
 - große, voll zu öffnende Vordertasche mit 1 Gummiband innen und 2 außen zur Befestigung von Materialien
 - 2 kleine Seitentaschen
 - Reflektorstreifen vorne und an den Seiten
 - 6 herausnehmbare farbige Taschen mit transparenter Vorderseite und Klettverschlussstreifen
 - Verstärkter Boden und GummifüÙe
- Der Teil, der mit dem Rücken in Berührung kommt, ist mit stoßabsorbierenden Polstern ausgestattet
- Wird leer geliefert, kann aber auf Wunsch des Kunden mit medizinischen Produkten ausgestattet werden
- Handwaschbar bei einer Temperatur von maximal 30° C
- Abmessungen: ca. 42x23x46 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Maximal transportierbares Gewicht 20 kg (Achtung DLgs.81/2008)

DIR/QM – Rev. 01_26/07/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl