



**BOR88030**

## **KANGOO-BAG**

- Hergestellt aus reißfestem Stoff in roter Farbe
- Kann am Gürtel oder über der Schulter getragen werden
- Reflektierendes Band mit hoher Sichtbarkeit
- Ausgestattet mit einem großen zentralen Korpus, bestehend aus
  - 1 großen Fronttasche
  - 2 Seitentaschen
- Abmessungen ca. 34x16x12,5

DIR/QM – Rev. 01\_16/11/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl