



75416

**NETZSCHLAUCHVERBAND ELASTISCH GR. 3-50m\***  
ELASTISCHER SCHLAUCHVERBAND GRÖÖE 3

- Elastischer Schlauchverband für Behandlungen am ganzen Körper
- Ersetzt die traditionellen Binden perfekt
- Schnelle und einfache Anwendung
- Abmessungen: Größe 3 - 50 m gespannt
- Die Größe 3 ist geeignet für: Arm, Bein, Ellbogen, Knie, Schulter
- CODE CND M03030201

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl