



**BOR84062**

## **E-HOLSTER BLAU LEER**

- Leeres Gürtelholster
- Aus wasserabweisendem, reißfestem Stoff, in der Farbe blau erhältlich
- Fünffach unterteilt, mit aufgesetzten Taschen für Handschuhe oder Schlauchbinden und für Pupillenleuchte
- Mit einer Gürtelschleife von circa 5,5 cm ausgestattet
- Abmessungen: circa 14x3x19 (h) cm

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl