



#### VAL43000

### NOTFALLKOFFER IN ALUMINIUM, TYP B LEER\*

- Notfallkoffer aus Aluminium Typ B, leer
- Aus eloxiertem Aluminium gefertigt
- Hohe Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer
- Modulsystem aus thermogeformten Einsätzen, einfach zu waschen und desinfizieren
- Halterungen für Sauerstoffflaschen ( 1 oder 2 Liter)
- Die thermogeformte Innenschale kann herausgenommen werden und enthält eine Ampullenleiste (max. 60 Ampullen)
- Abmessungen: circa 52x36x24 (h) cm
- Gewicht: circa 7,6 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl