



**PAL32010**

## **PALLONE OB IN SILICONE PEDIATRICO**

- Beatmungsbeutel aus durchsichtigem Silikon für Kinder, autoklavierbar bei 135°C
- Patientenventil mit drehbarem Anschluss um 360°
- Einstellbares Überdrucksicherheitsventil
- Fassungsvermögen 500 mL
- EG-Zertifikat der Klasse IIa

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl