



1331321

## EINWEG-BEATMUNGSBEUTEL NEUGEBORENE KOMP.

- Einweg-Beatmungsbeutel für Neugeborene
- Aus PVC
- Fassungsvermögen 320 ml
- Patientenventil mit drehbarem Anschluss um 360°
- Einstellbares Überdrucksicherheitsventil
- Mit Atemmaske Nr. 1, Reservoirbeutel und Sauerstoffschlauch ausgestattet
- Hilfseingang für Dynamometer
- Eingang zum Peep Ventil
- EC-Zertifikat der Klasse IIa

User manual available on the [eIFU](#) webpage

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl