



1331322

## **EINWEG-BEATMUNGSBEUTEL KINDER KOMP.**

- Einweg-Beatmungsbeutel für Kinder
- Aus PVC
- Fassungsvermögen 500 ml
- Patientenventil mit drehbarem Anschluss um 360°
- Einstellbares Überdrucksicherheitsventil
- Mit Atemmaske Nr. 3, Reservoirbeutel und Sauerstoffschlauch ausgestattet
- Hilfseingang für Dynamometer
- Eingang zum Peep Ventil
- EC-Zertifikat der Klasse IIa

User manual available on the [eIFU](#) webpage

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl