



BOR87041

OXIBAG CORDURA ROT*

- Gepolsterte Tasche für Sauerstoffflasche
- Starkes, reißfestes Nylongewebe
- Dank der Form und der Polsterung kann die Sauerstoffflasche absolut sicher untergebracht, geschützt und transportiert werden
- Geeignet für 1 oder 2 l Sauerstoffflaschen
- Abmessungen: ca. 54x23x24 cm
- Gewicht: ca. 0,8 kg

DIR/QM – Rev. 01_26/07/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl