



11814102004

ENDOTRACHEALTUBUS STERIL CH14 3,5 MM

- Endotrachealer Tubus mit Cuff aus Kunststoff
- Sperrventil, Standard-Verbindungsstück gemäß ISO-Norm
- Ringmarkierung, Röntgenkontraststreifen, atraumatisch eingezogene Spitze
- Steril verpackt geliefert
- Größe: Ø 3,5 x 185 mm

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl