



11814102007

ENDOTRACHEALTUBUS STERIL CH20 5,0 MM

- Endotrachealer Tubus mit Cuff aus Kunststoff
- Sperrventil, Standard-Verbindungsstück gemäß ISO-Norm
- Ringmarkierung, Röntgenkontraststreifen, atraumatisch eingezogene Spitze
- Steril verpackt geliefert
- Größe: Ø 5,0 x 245 mm
- CODE CND R01030201 - RDM 108421/R

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl