



11814102012

ENDOTRACHEALTUBUS STERIL CH30 7,5 MM

- Endotrachealer Tubus mit Cuff aus Kunststoff
- Sperrventil, Standard-Verbindungsstück gemäß ISO-Norm
- Ringmarkierung, Röntgenkontraststreifen, atraumatisch eingezogene Spitze
- Steril verpackt geliefert
- Größe: Ø 7,5 x 315 mm
- CODE CND R01030201 - RDM 108421/R

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl