



RIA50816

INTUBATION BAG KINDER KOMPLETT W.L.*

- Tasche aus blauem Gewebe für Intubation
- Inhalt:
 - Laringoskop für Kinder mit konventionellem Licht und 3 Spateln 0-1-2
 - Zange Magill
 - Zange Pean
 - Schere
 - Endotracheal-Tubus
 - 3 Güdel-Tuben
 - Spritze
 - Mundspreizer
 - Pflasterrolle
 - 2 Wendl-Tuben
 - Mandrin
- Maße: 32x22x7,5h cm ca.

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl