



**RIA53100**

### **LARYNGOSK.SET W.L. 3 SPATEL MILLER 0/1/2**

- McIntosh-Laryngoskop mit Warmlicht, aus Metall
- 4 McIntosh-Spatel (0-1-2-3), Standardgriff
- Akkurates Finishing
- Autoklavierbar
- Mit einer praktischen Schutzhülle in Zylinderform
- Im Handgriff finden 2 Typ-C Batterien platz, (die aber nicht enthalten sind)
- CODE RDM 26383

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl