



**RIA53204**

### **LARYNGOSKOP.SET K.L. 4 SPATEL MC 1/2/3/4**

- McIntosh-Laryngoskop mit Fiber Optik
- Aus Inox-Stahl
- 2,5V Halogenbeleuchtung im Spatel, was die Sterilisation vereinfacht
- Akkurates Finishing
- 4 McIntosh-Spatel F.O. (1-2-3-4), Standardgriff
- Mit einer praktischen Schutzhülle in Zylinderform
- Im Handgriff finden 2 Typ-C Batterien platz, (die aber nicht enthalten sind)
- CODE RDM 26404/R

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl