



VAL44410

INTUBATIONSSET W.L. KINDER IN TASCHE

- Komplettes Intubationsset, mit einer Tasche mit Fenster, es sind enthalten:
- 1 Griff für ein Kinder-Laryngoskop
- 1 McIntosh-Spatel Größe 0
- 1 Miller-Spatel Größe 1
- 1 Miller-Spatel Größe 0
- 1 Magill-Zange 16 cm
- 1 Pean-Klemme
- 4 ET-Tubi
- 4 Güdeltubi der Größen 000/00/0/1
- 1 Intubationsstab
- 1 Rollenpflaster
- Abmessungen: circa 27x12x9 (h) cm

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl