



RIA53104

WARMLICHT-LARYNGOSOKOP MIT 3 MILLER-SPATELN 1/2/3

- Miller-Warmlicht-Laryngoskop aus Metall
- 3 gerade Miller-Spatel (1-2-3), kleiner Griff
- Akkurates Finishing
- Autoklavierbar
- Mit einer praktischen Schutzhülle in Zylinderform
- Im Handgriff finden 2 AA-Batterien platz, (die aber nicht enthalten sind)

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl