



CH 28 - 9,3 mm

**185420-000280**

### **WENDL-KANÜLE CH 28 9,3MM**

- Wendl-Nasopharyngealkanüle aus WIRUPREN® mit beweglicher Scheibe und verlängerter Spitze
- Für die nasopharyngeale Intubation in der Anästhesie, Intensivmedizin und im Notfall.
- Einzeln in steriler Verpackung geliefert
- Größe CH 28
- Innendurchmesser: 6,5 mm
- Äußerer Durchmesser: 9,33 mm
- Länge: 170 mm
- CND-CODE: R010101
- RDM-CODE: 627420

*DIR/QM - Rev. 01\_06/07/2023*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl