



CH 30 - 10 mm

185420-000300

WENDL-KANÜLE CH 30 10MM

- Wendl-Nasopharyngealkanüle aus WIRUPREN® mit beweglicher Scheibe und verlängerter Spitze
- Für die nasopharyngeale Intubation in der Anästhesie, Intensivmedizin und im Notfall.
- Einzeln in steriler Verpackung geliefert
- Größe CH 30
- Innendurchmesser: 7,0 mm
- Äußerer Durchmesser: 10,00 mm
- Länge: 170 mm
- CND-CODE: R010101
- RDM-CODE: 627420

DIR/QM - Rev. 01_06/07/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl