



## ETAN30C02

### TRACHEALTUBUS MIT CUFF, 3,0 MM, ORAL/NASAL

- Trachealtubus mit Cuff, oral-nasal, aus wärmeempfindlichem Polyvinylchlorid (PVC), für folgende Zwecke bestimmt:
- Überdruckbeatmung;
- Narkoseeinleitung, wenn die Verwendung einer Gesichtsmaske nicht möglich ist;
- Absaugen von Sekreten aus der Luftröhre und den Bronchien. Einweg. Oral-nasal;
- Röntgendichte Linie über die gesamte Länge;
- 15M-Stecker;
- Zentimeterskala
- Atraumatische Manschette mit niedrigem Druck und großem Volumen;
- Blauer Warnballon mit Luer-Anschluss und Einwegventil;
- Murphy-Auge mit abgerundeter Kante, atraumatisch;
- Tiefenmarkierungen;
- Atraumatische Spitze, vorgebogen, Typ-Magill gemäß den geltenden ISO/EN-Normen.

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl