



4501051

## DRUCKMINDERER P300 UNI

- Druckminderer für medizinischen Sauerstoff gemäß ISO 10524-1
- Konstruktionsmaterial: oberflächenbehandeltes Messing
- P1 (maximaler Eingangsdruck): 300 bar
- P2 (Nennausgangsdruck): 4,5 bar
- Durchfluss bei 200 bar (20.000 kPa): max. 250 lpm (Liter pro Minute).
- Flaschenanschluss Typ UNI 4406
- Auslassanschluss: 3/8 " (drei Achtel Zoll)
- Konformität: CE-Kennzeichnung gemäß MDD 93/42/EWG
- Verträglichkeit mit Sauerstoff nach ISO 15001
- Betriebstemperatur: -20 ÷ 60° C
- Lager- und Konservierungstemperatur: -20 ÷ 60° C
- Garantie: 2 Jahre ab Verkaufsdatum (siehe Garantiebedingungen)
- Periodische Sicherheitsüberprüfung: 5 Jahre ab Herstellungsdatum
- Abmessungen: ca. 110x51x58 mm
- Gewicht: ca. 580 g
- Hersteller: Hersill. S. L. - Spanien
- Vertrieben von Oscar Boscarol srl, Enzo Ferrari Straße 29 - 39100 Bozen, Italien

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl