



**PF-2630-9600**

## **SCHLAUCHADAPTER FÜR DURCHFLUSSMESSER UNI**

- Schlauchverbinder 9/16"
- Kann anstelle eines Sauerstoffbefeuchters verwendet werden (angeschlossen an einen herkömmlichen Durchflussmeter), ermöglicht den Anschluss von Masken und anderen Beatmungsgeräten
- Einzelverpackung

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl