



PF-273P-0916

LUFTBEFEUCHTER FÜR DURCHFLUSSMESSER IN

- Befeuchter für die Sauerstofftherapie mit 9/16"-Eingang
- Gefäß und Deckel autoklavierbar bei 121° C - 2bar - max. 20 Minuten
- Innenschlauch aus Silikon mit Anschluss, der mit einem Filter für eine homogene Verteilung des Gases im Wasser ausgestattet ist
- Schlauchanschluss am Deckel des Befeuchters für den Anschluss an Geräte zur Verabreichung an Patienten (Masken, Nasenkatheter...)
- Angabe der minimalen und maximalen Wasserfüllgrenze
- Latex frei
- Hergestellt in Italien
- Medizinisches Gerät der Klasse IIa gemäß 93/42/EWG und nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen sowie der Norm UNI 11341.

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl