



**OS/50**

## **MASCHERA O2 ALTA CONCENTRAZIONE ADULTO**

- Sauerstoffmaske für die Sauerstofftherapie mit Reservoirbeutel und Rückflussventil
- Hohe Sauerstoffkonzentration (60%)
- Aus transparentem, ungiftigen und weichem Material, mit verstellbarem Gummiband
- Mit Nasenclip aus Metall, welcher die Anwendung sicher und komfortabel macht
- Mit einem flexiblen, druckfesten Schlauch von 210 cm Länge und Standardverbindungsstück ausgestattet
- Größe: Erwachsener Nr. 6 groß

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl