



## OXIP7010P

### SAUERSTOFFFLASCHENAUSTAUSCHER MIT PLATTE

- Leistungsstarker mechanischer Austauscher mit seitlichem oder rückseitigem Einlass/Auslass (vom Hersteller bereitgestellt)
- Aufnahme des Manometers im Inneren des Austauschers für den Druck bis zu 15 bar (1500 kPa)
- Dank der speziellen Konstruktion ist das Manometer vor versehentlichen mechanischen Stößen und Schlägen geschützt
- Das im Inneren des Austauschers angebrachte Manometer ermöglicht es, die Größe des Sauerstoffbalkens zu reduzieren
- 3/8"-Ein- und Auslassanschlüsse sind perfekt kompatibel mit den Sauerstoffschläuchen von Boscarol
- Ermöglicht die Anbringung eines Druckwandlers am Ausgang zur Messung des Nenndrucks des Kits
- Der Austauscher wird mit einer Montageplatte zum Einbau im Krankenwagen geliefert.
- Die Platte ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und kann je nach Kundenwunsch lackiert werden.
- Der Boscarol-Flaschentauscher ist Teil des Sauerstoff-Kits und sollte als Ersatzteil betrachtet werden.

DIR/QM – Rev. 01\_02/01/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl