



126140107191

ABSAUGSONDE KOMPLETT JANKAUER*

- Steife Jankauer-Absaugsonde mit Verbindungsschlauch mit einer Länge von 180 cm und Anschlussverschraubung
- Die Sonde kann mit nur einer Hand bedient werden
- Die Sonde ist sofort einsatzbereit und einfach zu bedienen
- Das Vakuum kann mit dem Daumen reguliert werden
- Kann mit jedem medizinischen Absauggerät verwendet werden
- Einzeln verpackt erhältlich, steril
- Medizinprodukt CE

DIR/QM – Rev. 02_18/07/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl