



BSU500

OB-J FA SEKRETBEHÄLTER 1000 ML

- Autoklavierbare Sekretaufangbehälter (121°C - 2bar max) aus Polypropylen für den medizinischen Gebrauch
- Komplett mit Sicherheitsventil für Überlauf
- Der Deckel ermöglicht den direkten Anschluss des Schutzfilters und des abgewinkelten Anschlusses für den patientenseitigen Saugschlauch
- Fassungsvermögen: 1000 ml

DIR/QM - Rev. 02_12/06/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl