



## BSU810

### WANDHALTERUNG OB WB

- Wandhalterung für medizinische Absauggeräte des Modells OB2012, OB1000 und OB3000
- Integriertes Geräteladesystem
- Mit 10 g geprüfetes Verankerungssystem nach der aktuellen Norm EN 1789
- Äußerst kompakte und funktionelle Halterung, die nicht aus der Wand des Rettungsfahrzeugs herausragt, mit Schnelllöseknopf
- 12Vdc Stromversorgung für OB2012 und OB1000; 11÷30Vdc für OB3000
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Abmessungen: ca. 240 x 255 x 5 mm

DIR/QM – Rev. 03\_22/03/2024

User manual available on the [eIFU](#) webpage

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl