



SC125003

ABSAUGKATHETER CH12 WEISS

- Bronchial-Absaugkatheter mit gerader Spitze, zum einmaligen Gebrauch und steril.
- Stumpfe, atraumatische Spitze mit zwei elliptischen, versetzten Seitenlöchern.
- Hergestellt aus ungiftigem, medizinischem PVC, weich und mit satiniertes Oberfläche für leichtes Einführen und Entfernen.
- Phthalatfrei.
- Abmessungen:
 - Länge: 50 cm.
 - Größe: Ch 12.
 - Äußerer Durchmesser: 4,0 mm.
- Farbe: weiss.
- CE Medizinprodukt.

DIR/QM – Rev. 02_27/07/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl