



**SC205003**

### **ABSAUGKATHETER CH20 GELB**

- Bronchial-Absaugkatheter mit gerader Spitze, zum einmaligen Gebrauch und steril.
- Stumpfe, atraumatische Spitze mit zwei elliptischen, versetzten Seitenlöchern.
- Hergestellt aus ungiftigem, medizinischem PVC, weich und mit satiniertes Oberfläche für leichtes Einführen und Entfernen.
- Phthalatfrei.
- Abmessungen:
  - Länge: 50 cm.
  - Größe: Ch 20.
  - Äußerer Durchmesser: 6.7 mm.
- Farbe: Gelb.
- CE Medizinprodukt.

*DIR/QM – Rev. 02\_27/07/2023*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl