



PAL32058

BEATMUNGSMASKE OB SILKON GRÖSSE 2

- Transparente autoklavierbare Beatmungsmaske mit Maskenwulst aus Silikon, schließt auf dem Gesicht luftdicht ab
- Durch den transparenten Körper kann der Patient während der Beatmung problemlos überwacht werden
- Größe: 2
- CODE CND R03010199 - CODE RDM 114143/R

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl