



VAL40910

NOTFALLTASCHE FÜR BEATMUNG SILIKONBEUT

- Reanimationstasche wasser- und reißfestes Material, mit Tragegurt
- Beinhaltet:
- Autoklavierbaren mehrweg Silikonbeatmungsbeutel
- 2 Klarsicht Beatmungsmasken mit Silikonrand
- Reservoir
- Verbindungsschlauch für Sauerstoff
- 5 Guedeltuben
- Größe: ca. 28x15x16h cm
- Gewicht: ca. 1Kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl