



VAL44281

SET VON BEATMUNGSBEUTELN AUS PVC "OB"

- Set 2 palloni di ventilazione in pvc monouso in borsetta, completo di:
- 1 pallone di ventilazione neonatale da 240 ml
- 1 pallone di ventilazione pediatrico da 500 ml
- 2 maschere di ventilazione
- Reservoir e tubo ossigeno
- 3 cannule di Gdel
- Dimensioni: 25x25x8 cm circa

Fr weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl