



1331324

EINWEG-BEATMUNGSBEUTEL ERWACHSENE KOMP.

- Einweg-Beatmungsbeutel für Erwachsene
- Aus PVC
- Fassungsvermögen 1700 ml
- Patientenventil mit drehbarem Anschluss um 360°
- Einstellbares Überdrucksicherheitsventil
- Mit Atemmaske Nr. 5, Reservoirbeutel und Sauerstoffschlauch ausgestattet
- Hilfeingang für Dynamometer
- Eingang zum Peep Ventil
- EC-Zertifikat der Klasse IIa

User manual available on the [eIFU](#) webpage

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl