



**DIA100070**

### **KINDERBLUTDRUCKMESSGERÄT GROSSER MANOM.**

- Handblutdruckmessgerät
- Großer Druckmesser mit einer Maß-Skala bis zu 300 mm/Hg
- Unterschiedliche und exklusive Farbe des Druckmessers, rot, blau, Rot, um eventuell eine Hypo-/Hypertonie sofort erkennen zu können
- Mit 2 Manschetten, einer für Neugeborene, einer für Kinder mit Fantasiemuster und Klettverschluss
- Kann mit einer Hand bedient werden, Ventil mit Feineinstellung
- 2 Manschetten mit Fantasiemuster
- Mit Schutzhülle aus Stoff mit Fantasiemuster
- Druckmesser Ø 70 mm
- CODE CND V0399

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl