



**TER174**

### **FIEBERMESSER QUECKSILBERFREI**

- Fieberthermometer ohne Quecksilber für die Messung der Körpertemperatur
- Die verwendete Flüssigkeit ist eine Legierung aus "Gallium / Indium", völlig ungiftig und umweltfreundlich
- Hergestellt und nach den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG und der Norm 12470-I: 2000 geprüft
- Messbereich: 35-42 ° C, Genauigkeit: 0,10 ° C
- Abmessungen: 125x12x8 mm ca

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl