



**HS201C1**

## **BLUTDRUCKMESSGERÄT**

- Blutdruckmessgerät schwarz mit Manschette
- Großes Manometer mit Skala bis zu 300 mm/Hg
- Nylonmanschette mit Klettverschluss für schnelle Anwendung
- Aufblaswulst mit Druckregulierventil
- Messgenauigkeit:  $\pm 3$  mmHg
- Praktische Schutz- und Transporttasche
- Risikoklasse gemäß der Richtlinie 93/42/EWG: Im (Messgerät)

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl