



## RM300

### TERMOMETRO DIGITALE

- Messung der Körpertemperatur durch oralen, axillaren oder rektalen Kontakt
- Messung in 60 Sekunden
- Maßeinheiten in Grad Celsius (°C) und Fahrenheit (°F)
- Erfasster Temperaturbereich: 32°C bis 42,9°C
- LCD-Display mit 3 angezeigten Ziffern
- Wasserdichte Spitze (Schutzklasse IP27)
- 1,5 V Alkalibatterie. Autonomie von ca. 200 Stunden
- Behält die zuletzt durchgeführte Messung im Speicher
- EG-Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß MDD/93/42/EWG und nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen.

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl